

H690

Ręczne mycie naczyń
Koncentrat

Obszar zastosowania:


Preparat **H690** jest idealny do mycia:

- talerzy,
- garnków,
- patelni,
- szklanek,
- kieliszków

Sposób użycia:

Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący.

Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.



pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

EKOLOGIA

Zastosowane związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów.



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H690 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

H690



Ręczne mycie naczyń Koncentrat

Produkt firmy VOIGT **H690** to skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, szkła i akcesoriów produkcyjnych.

Dzięki unikalnej recepturze, na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni.

Łatwy do spłukania. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz wszelkie inne zabrudzenia.

W przypadku wstępnego przemycia naczyń przed włożeniem do zmywarki obficie spłukać naczynia wodą.



Informacje o bezpieczeństwie:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera d-limonene, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanolaminą; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Skład: 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: CITRAL, LIMONENE, środki konserwujące:
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

Opakowania: Kanister 5 L

